


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tex101ポリクローナル抗体 - Q9By14

商品番号: CM0022682



前書き

ヒトTEX101を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットの試料に反応します。受精および生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEX101 ウサギpAb
備考/別名	SGRG; CT131; GTPR867; NYD-SP8; PRO1884; SPATA44; TES101RP; TEX101
種	ヒト
GeneID	83639
免疫原	ヒトTEX101（NP_113639.4）のアミノ酸44～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY14
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	氷袋