

Anti-Tfam Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q00059

商品番号: CM0007914



前書き

ヒトTFAMに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア転写およびmtDNA維持の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFAM Rabbit mAb
備考/別名	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
種	ヒト
GeneID	7019
免疫原	ヒトTFAM (NP_003192.1) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00059
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ