

抗Tfamウサギモノクローナル抗体 (Wb用) - Q00059

商品番号: CM0007434



前書き

ヒトTFAMに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPで検証済み。ミトコンドリア転写およびmtDNA維持研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFAM Rabbit mAb
備考/別名	TCF6; MTF1; MTF2; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7019
GeneID	7019
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00059
タンパク質重量	29 kDa
配送	アイスバッグ