

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Tfam ウサギポリクローナル抗体 - Q00059

商品番号: CM0020160



前書き

ヒトTFAMに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があり、ミトコンドリア転写およびmtDNA維持研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFAM ウサギ pAb
備考/別名	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7019
GeneID	7019
免疫原	ヒトTFAM (NP_003192.1)のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00059
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ