


Wb、Elisa用抗Tfap2Bポリクローナル抗体 - Q92481

商品番号: CM0029969



前書き

ヒトTFAP2B（発生に関与する転写因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト特異的。予測分子量 50 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFAP2B Rabbit pAb
備考/別名	PDA2; AP-2B; AP2-B; AP-2beta; TFAP2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7021
GeneID	7021
免疫原	合成ペプチド ヒトTFAP2B (Q92481) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92481
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋