

Anti-Tfap2Cポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92754

商品番号: CM0025928

前書き

ヒトTFAP2C（転写因子AP-2 gamma）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。発生生物学、がん研究、および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFAP2C Rabbit pAb
備考/別名	ERF1; TFAP2G; hAP-2g; AP2-GAMMA; TFAP2C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7022
GeneID	7022
免疫原	ヒトTFAP2C (NP_003213.1) のアミノ酸350-450領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92754
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ