


抗Tfb1Mウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q8Wvm0

商品番号: CM0015812



前書き

ヒトTFB1M（ジメチルアデノシン転移酵素1、ミトコンドリア）を標的とするWBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。ミトコンドリアリボソームの構築およびmtDNA転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFB1M ウサギpAb
備考/別名	CGI75; mtTFB; CGI-75; mtTFB1; TFB1M
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51106
遺伝子ID	51106
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTFB1Mの28-346アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_057104.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WVM0
タンパク質重量	40kDa
配送	アイスバッグ