

抗Tfcp2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q12800

商品番号: CM0030792

前書き

アルファグロビン転写因子CP2 (TFCP2/LSF/SEF) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。クロマチンリモデリングおよび転写調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFCP2 ウサギpAb
備考/別名	LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C; TFCP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7024
遺伝子ID	7024
免疫原	ヒトTFCP2の1-280アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_005644.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12800
タンパク質重量	57kDa
配送	アイスバッグ