


## 抗Tfe3ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P19532

商品番号: CM0029843



## 前書き

ウサギ由来ヒトTFE3（転写因子E3）に対するポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのTFE3と反応します。リソソーム生合成およびmTORシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | TFE3 ウサギ pAb                                       |
| 別名         | TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3          |
| 対象種        | ヒト                                                 |
| GeneID（ヒト） | 7030                                               |
| GeneID     | 7030                                               |
| 免疫原        | ヒトTFE3（NP_006512.2）のアミノ酸1-160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途         | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | P19532                                             |
| タンパク質分子量   | 62kDa                                              |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                |