


Anti-Tfe3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P19532

商品番号: CM0003662



前書き

ヒトTFE3に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。組換え免疫原は、リソソーム生成および免疫応答研究における高い特異性を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFE3 Rabbit mAb
備考/別名	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7030
GeneID	7030
免疫原	組換えタンパク質；ヒトTFE3 (P19532) のアミノ酸191-440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19532
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ