


抗Tfebウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P19484

商品番号: CM0021912



前書き

ヒトTFEBを対象としたウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのTFEBを認識します。オートファジー、リソソーム生合成、転写研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFEB ウサギ pAb
備考／別名	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7942
遺伝子ID	7942
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTFEB (NP_009093.1) のアミノ酸391～461番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19484
タンパク質分子量	52kDa
発送	氷袋