


Wb用抗Tff1/Ps2モノクローナル抗体 - P04155

商品番号: CM0012796



前書き

ウェスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光、ELISA用の抗TFF1/pS2モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのトレフォイル因子1を認識します。標的分子量は9 kDaです。消化管およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFF1/pS2 Rabbit PolymAb®
備考/別名	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7031
遺伝子ID	7031
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04155
タンパク質分子量	9 kDa
輸送	保冷バッグ