


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tff1/Ps2ウサギポリクローナル抗体 - P04155

商品番号: CM0024622



前書き

ヒトTFF1/pS2 (trefoil factor

1) に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。消化管およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFF1/pS2 ウサギpAb
別名	pS2; BCEI; HPS2; HPI.A; pNR-2; D2IS21; TFF1/pS2
対象種	ヒト
遺伝子ID	7031
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTFF1/pS2 (NP_003216.1) のアミノ酸25-84番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04155
タンパク質分子量	9kDa
輸送方法	保冷剤