

Wb、Elisa用 抗Tff2 ポリクローナル抗体 - Q03403

商品番号: CM0025750

前書き

ヒトTrefoil factor 2 (TFF2)
特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA
アプリケーションで検証済み。TFF2は胃酸分泌と粘
液安定性を調節する分泌タンパク質であり、消化器疾
患研究の重要な標的 です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFF2 ウサギ pAb
備考/別名	SP; SML1; TFF2
種	ヒト
遺伝子ID	7032
免疫原	ヒトTFF2 (NP_005414.1) のアミノ酸24-129に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03403
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ