


Ihc-P、Elisa用抗Tff3モノクローナル抗体 - Q07654

商品番号: CM0010176



前書き

このウサギモノクローナル抗体はヒトTFF3（腸管トレフォイル因子）を標的とし、IHC-PおよびELISA用途でバリデーション済みです。腸管および子宮組織における粘膜修復と上皮細胞の移動の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	TFF3ウサギmAb
備考／別名	ITF; PIB; TFI; TFF3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7033
GeneID	7033
免疫原	ヒトTFF3（Q07654）のアミノ酸1～80に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q07654
タンパク質分子量	9kDa
輸送	保冷バッグ