


Wb、If-P、Elisa用 抗Tff3 ウサギポリクローナル抗体 - Q07654

商品番号: CM0019824



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用に検証済みの高品質TFF3ウサギポリクローナル抗体。主要な粘膜修復因子であるヒトTFF3と反応します。消化器および炎症性腸疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFF3 ウサギ pAb
備考/別名	ITF; PIB; TFI; TFF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7033
免疫原	ヒトTFF3 (NP_003217.3) のアミノ酸22-94に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q07654
タンパク質分子量	9kDa
輸送	保冷バッグ