

Wb、Elisa用 抗Tfpi ウサギモノクローナル抗体 - P10646

商品番号: CM0010722



前書き

ヒトTFPI（組織因子経路阻害因子）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。凝固研究および診断アッセイ開発に必須です。 -

P10646

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFPI ウサギ mAb
備考/別名	EPI; TFI; LACI; TFPII; TFPI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7035
GeneID	7035
免疫原	ヒトTFPI (P10646) のアミノ酸200-304に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10646
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ