

Wb、Elisa用抗Tfpiウサギポリクローナル抗体 - P10646

商品番号: CM0013602



前書き

WBおよびELISA用のTFPIウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。止血・血栓研究における組織因子経路インヒビターの研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFPI ウサギ pAb
備考/別名	EPI; TFI; LACI; TFPII; TFPI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7035
GeneID	7035
免疫原	ヒトTFPI (NP_001027452.1) のアミノ酸29～224に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10646
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	氷袋