

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Tfpi2 ポリクローナル抗体 - P48307

商品番号: CM0025847



前書き

ヒトTFPI2（PP5、TFPI-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。凝固、マトリックスリモデリング、セリンプロテアーゼ阻害に関する研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFPI2 ウサギ pAb
備考/別名	PP5, REF1, TFPI-2
種	ヒト
遺伝子ID	7980
免疫原	ヒトTFPI2（NP_006519.1）のアミノ酸23-235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48307
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ