

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Tfr2 ポリクローナル抗体 - Q9Up52

商品番号: CM0027997

前書き

ヒトTFR2（トランスフェリン受容体タンパク質2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応あり。鉄代謝および肝細胞研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFR2 ウサギ pAb
備考／別名	HFE3; TFR2; TFR2
種	ヒト
遺伝子ID	7036
免疫原	ヒトTFR2（NP_003218.2）のアミノ酸130-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UP52
タンパク質分子量	89kDa
輸送	保冷バッグ