


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Tgf Beta 1 モノクローナル抗体 - P01137

商品番号: CM0010908



前書き

ヒトTGF beta

1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-

P、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識

。TGF-

βシグナル伝達、発生、免疫機能の研究に適していま

す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGF beta 1 ウサギ mAb
備考/別名	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; CAEND1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7040
GeneID	7040
免疫原	ヒトTGF beta 1 (NP_000651.3) のアミノ酸279-390に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01137
タンパク質分子量	44 kDa
輸送	保冷バッグ