


Wb、Ihc、If、Elisa対応 抗Tgf Beta 1 モノクローナル抗体 - P01137

商品番号: CM0006967



前書き

KD検証済みのTGF beta

1に対するウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。UniProt P01137に裏付けされています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD 検証済み] TGF beta 1 ウサギmAb
別名	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7040
GeneID	7040
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01137
タンパク質分子量	44kDa
発送	氷袋