


Wb、Elisa用 抗Tgf-Beta-1 ポリクローナル抗体 - P04202

商品番号: CM0023310



前書き

マウスTGF-beta-

1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。免疫機能、発生、および細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Tgfb1 Rabbit pAb
備考/別名	Tgfb; Tgfb-l; TGFbetal; TGF-betal; Tgfb1
種	マウス
遺伝子ID (マウス)	21803
免疫原	マウスTgfb1 (NP_035707.1) のアミノ酸30-390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P04202
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ