


Wb、If/Icc、Elisa用抗Tgf Beta 1ポリクローナル抗体 - P01137

商品番号: CM0021655



前書き

ヒトTGF beta

1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの性能が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。前駆タンパク質と成熟型の両方を検出します。TGF-βシグナル伝達、免疫制御、EMTの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGF beta 1 ウサギpAb
備考/別名	CED; LAP; DPDI; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7040
GeneID	7040
免疫原	合成ペプチド ヒトTGF beta 1 (NP_000651.3) のアミノ酸291～390番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01137
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	氷袋