

WbおよびElisa用抗Tgfベータ受容体I（Tgfbr1）ウサギモノクローナル抗体 - P36897

商品番号: CM0007177



前書き

ヒトTGFベータ受容体1型（TGFBR1/ALK5）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。TGFベータシグナル伝達、がん生物学、線維症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGFベータ受容体I（TGFBR1）ウサギmAb
備考／別名	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; TGFベータ受容体I（TGFBR1）
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	7046
GeneID	7046
免疫原	ヒトTGFベータ受容体I（TGFBR1）（NP_004603.1）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P36897
タンパク質分子量	56kDa
輸送	保冷バッグ