

抗Tgfベータ受容体I（Tgfbr1）ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P36897

商品番号: CM0016349



前書き

ヒトTGFBR1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応します。TGFベータシグナル伝達、細胞増殖、上皮間葉転換、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGFベータ受容体I（TGFBR1）ウサギpAb
備考／別名	AAT5; ALK5; ESI1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; TGFベータ受容体I（TGFBR1）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7046
GeneID	7046
免疫原	合成ペプチド ヒトTGFベータ受容体I（TGFBR1）（NP_004603.1）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36897
タンパク質分子量	56 kDa
配送	保冷バッグ