


Wb用 抗Tgf Beta受容体Ii モノクローナル抗体 - P37173

商品番号: CM0003567



前書き

ヒトTGF

beta受容体IIを標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。TGF-betaシグナル伝達経路の研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TGF beta受容体II ウサギmAb
備考/別名	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBRII; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; TGF beta受容体II (TGFB2)
種	ヒト
遺伝子ID	7048
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトTGF beta受容体II (TGFB2) (P37173) のアミノ酸23~130番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P37173
タンパク質分子量	65kDa/67kDa/9kDa
輸送方法	氷袋