

抗Tgfaウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P01135

商品番号: CM0013185



前書き

ヒトTGFAに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのTGFAを認識し、EGFRシグナル伝達や細胞増殖の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGFA ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	TFGA; TGFA
種	ヒト
遺伝子ID	7039
免疫原	ヒトTGFAのアミノ酸24-98に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001093161.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01135
タンパク質重量	17kDa
配送	アイスバッグ