

Wb、Elisa用 Anti-Tgfb1I1 ポリクローナル抗体 - O43294

商品番号: CM0029691

前書き

TGFB1I1 (HIC5/ARA55)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。ヒト、マウス、ラットサンプルで検証済み。約50kDaのタンパク質を検出。細胞シグナル伝達および焦点接着研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TGFB1I1 ウサギ pAb
備考/別名	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFB1I1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7041
GeneID	7041
免疫原	ヒトTGFB1I1 (NP_001035919.1) のアミノ酸120-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43294
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ