


WbおよびElisa用Anti-Tgfb2ウサギポリクローナル抗体 - P61812

商品番号: CM0030601



前書き

ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済みのTGFB2ウサギポリクローナル抗体。アミノ酸20-160を標的とする組換え免疫原。TGF- β -2シグナル伝達および血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGFB2 RabbitウサギpAb
備考/別名	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7042
GeneID	7042
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTGFB2 (NP_001129071.1) のアミノ酸20-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61812
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ