

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tgfb2 ウサギポリクローナル抗体 - P61812

商品番号: CM0020048



前書き

ヒトTGFB2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。血管新生や心臓発生の主要な調節因子であるTGF-β2前駆体タンパク質を標的とし、IVD研究やアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGFB2 ウサギ pAb
備考/別名	LDS4; G-TSF; TGF-β2; TGFB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7042
遺伝子ID	7042
免疫原	ヒトTGFB2 (NP_001129071.1) のアミノ酸20-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P61812
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ