


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tgfb3ポリクローナル抗体 - P10600

商品番号: CM0026578



前書き

TGFB3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTGFB3と反応します。TGF-βシグナル伝達、発生、および細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGFB3 Rabbit pAb
備考/別名	ARVD; LDS5; RNHF; ARVD1; TGF-beta3; TGFB3
種	ヒト
遺伝子ID	7043
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTGFB3 (NP_003230.1) のアミノ酸25-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10600
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ