


Anti-Tgfb1 (Bigh3) モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q15582

商品番号: CM0006405



前書き

TGFBI (transforming growth factor-beta-induced protein ig-

h3) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、I

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着、角膜ジストロフィー、および細胞外マトリックスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGF beta induced (TGFBI) Rabbit mAb
備考/別名	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFBI)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7045
GeneID	7045
免疫原	ヒトTGFBI (NP_000349.1) のアミノ酸550-650領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15582
タンパク質分子量	74KDa
配送	アイスバッグ