


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tgfbιポリクローナル抗体 - Q15582

商品番号: CM0029759



前書き

TGFBI (BIGH3)

に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのTGFBIを検出します。細胞接着、細胞外マトリックス、角膜ジストロフィの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	TGF beta induced (TGFBI) ウサギ pAb
備考/別名	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFBI)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7045
遺伝子ID	7045
免疫原	ヒトTGF beta induced (TGFBI) (NP_000349.1) のアミノ酸550～650領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15582
タンパク質分子量	75kDa
輸送方法	保冷剤