


Wb、Elisa用 抗Tgfb1 (Tgf Beta Induced) ウサギモノクローナル抗体 - Q15582

商品番号: CM0004300



前書き

ヒトTGFB1 (TGF beta induced)を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着や角膜ジストロフィ研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGF beta induced (TGFB1) ウサギmAb
備考 / 別名	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFB1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7045
遺伝子ID	7045
免疫原	ヒトTGF beta induced (TGFB1) (NP_000349.1) のアミノ酸550-650に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15582
タンパク質分子量	75 kDa
発送方法	氷袋梱包