

Anti-Tgfb β i (Tgf Beta Induced) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa対応) - Q15582

商品番号: CM0004943



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされた高品質な抗TGFBI ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの TGFBIを検出します。細胞接着、角膜ジストロフィー、および細胞外マトリックスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGF beta induced (TGFBI) Rabbit mAb
備考/別名	CSD, CDB1, CDG2, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1, BIGH3, CDGG1, TGF beta induced (TGFBI)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7045
遺伝子ID	7045
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15582
タンパク質分子量	75 kDa
配送	アイスバッグ