

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tgif1ポリクローナル抗体 - Q15583

商品番号: CM0019902



前書き

ヒトTGIF1を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体（SWISS: Q15583）。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写制御および発生研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGIF1 ウサギpAb
備考/別名	HPE4; TGIF; TGIF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7050
GeneID	7050
免疫原	ヒトTGIF1（NP_733796.2）のアミノ酸250～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15583
タンパク質分子量	43kDa
配送方法	氷袋