


抗Tgm1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P22735

商品番号: CM0018521



前書き

ヒトTGM1（トランスグルタミナーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。ヒト、マウス、ラットのTGM1を検出します。表皮角化、タンパク質架橋、皮膚バリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGM1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	LI; KTG; LI1; TKG; ICR2; ARCI1; TGASE; TGM1
種	ヒト
遺伝子ID	7051
免疫原	ヒトTGM1の100-280アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000350.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22735
タンパク質重量	90kDa
配送	アイスバッグ