

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Tgm3ポリクローナル抗体 - Q08188

商品番号: CM0026877



前書き

ヒトTGM3（トランスグルタミナーゼ3）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。内因性TGM3タンパク質（約77 kDa）を検出します。ヒトおよびマウスTGM3と交差反応性があります。角化および皮膚生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGM3 ウサギ pAb
備考/別名	TGE; UHS2; TGM3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7053
遺伝子ID	7053
免疫原	ヒトTGM3（NP_003236.3）のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q08188
タンパク質分子量	77kDa
発送	保冷バッグ