

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Tgm3 ウサギポリクローナル抗体 - Q08188

商品番号: CM0021739



前書き

ヒトTGM3（トランスグルタミナーゼ3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。角化細胞の分化、角化被膜形成、毛包硬化の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGM3 ウサギ pAb
備考/別名	TGM3; TGE; UHS2; transglutaminase 3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7053
免疫原	ヒトTGM3（NP_003236.3）のアミノ酸291-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q08188
タンパク質分子量	76kDa
発送	保冷バッグ