

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tgm5ポリクローナル抗体 - O43548

商品番号: CM0026722

前書き

ヒトTGM5（トランスグルタミナーゼ5）に対する高親和性ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの試料を用いた架橋結合およびコルニファイドエンベロープの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGM5 ウサギ pAb
別名	TGX; PSS2; TGM6; TGMX; TG(X); TGASE5; TGASEX; TGM5
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9333
GeneID	9333
免疫原	ヒトTGM5（NP_963925.2）のアミノ酸461～720番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43548
タンパク質分子量	81kDa
輸送方法	氷袋梱包