


Anti-Tgn46/Tgol2モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O43493

商品番号: CM0003870



前書き

ヒトTGN46（TGOLN2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。トランスゴルジ網膜輸送およびオルガネラマーカの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGN46/TGOLN2 Rabbit mAb
備考/別名	TGN38; TGN46; TGN48; TGN51; TTGN2; hTGN46; hTGN48; hTGN51; TGN46/TGOLN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10618
遺伝子ID	10618
免疫原	合成ペプチド：ヒトTGN46/TGOLN2（O43493）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43493
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ