

## ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Tgs1 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Rs0

商品番号: CM0030502



### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-TGS1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのTGS1（snRNAキャップの過メチル化とCajal小体形成に参与するトリメチルグアノシン合成酵素）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | TGS1 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | PIMT; PIPMT; NCOA6IP; TGS1                            |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 96764                                                 |
| GeneID      | 96764                                                 |
| 免疫原         | ヒトTGS1 (NP_079107.6) のアミノ酸714-853に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 適用          | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                |
| SWISS       | Q96RS0                                                |
| タンパク質分子量    | 97kDa                                                 |
| 発送          | 保冷バッグ                                                 |