

Anti-Thada ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q6Yhu6

商品番号: CM0025306



前書き

ヒトTHADA（甲状腺腺腫関連タンパク質、GITA/ARMC13）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。tRNA 2'-O-メチル化および甲状腺腺腫の生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THADA Rabbit pAb
備考/別名	GITA; ARMC13; Trm732; THADA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	63892
遺伝子ID	63892
免疫原	ヒトTHADA (NP_071348.3) のアミノ酸1684-1953に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6YHU6
タンパク質分子量	220kDa
配送	氷袋