

## ウェスタンブロット、Elisa用 抗Thap2 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9H0W7

商品番号: CM0030449



### 前書き

ヒトTHAP2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。THAP2は転写調節に関与する亜鉛フィンガーDNA結合タンパク質です。クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | THAP2 ウサギ pAb                                                  |
| 備考/別名       | THAP2                                                          |
| 種           | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 83591                                                          |
| GeneID      | 83591                                                          |
| 免疫原         | 組換えタンパク質：ヒトTHAP2 (NP_113623.1) のアミノ酸83-228に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                      |
| 適用          | WB, ELISA                                                      |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                                        |
| SWISS       | Q9H0W7                                                         |
| タンパク質分子量    | 26kDa                                                          |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                          |