

Wb、Elisa用抗Thap3ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wtv1

商品番号: CM0012931

前書き

ヒトTHAP3（Gene ID: 90326）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RRM1転写を制御するTHAP1/THAP3-HCFC1-OGT複合体の研究に適しています。分子量：27 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THAP3ウサギpAb
備考／別名	THAP3
種	ヒト
Gene ID（ヒト）	90326
Gene ID	90326
免疫原	ヒトTHAP3（NP_001182682.1）のアミノ酸1～239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来動物	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8WTV1
タンパク質分子量	27kDa
輸送条件	保冷バッグ