

Ihc-P、Elisa用Anti-Thbs1ポリクローナル抗体 - P07996

商品番号: CM0022722



前書き

IHC-PおよびELISAで検証済みのAnti-THBS1ウサギポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性を有します。血管新生および炎症に関与する多機能接着性糖タンパク質である129 kDaのトロンボスポンジン-1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THBS1ウサギpAb
備考／別名	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7057
GeneID	7057
免疫原	合成ペプチド ヒトTHBS1 (NP_003237.2) のアミノ酸150～250内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P07996
タンパク質分子量	129 kDa
配送	保冷バッグ