

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Thbs1ポリクローナル抗体 - P07996

商品番号: CM0020535



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのトロンボスポンジン-

1 (THBS1) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原は、ヒトTHBS1のアミノ酸19〜352に相当します。血管新生、炎症、細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THBS1 ウサギpAb
備考/別名	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7057
GeneID	7057
免疫原	組換えタンパク質；ヒトTHBS1のアミノ酸19〜352に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003237.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07996
タンパク質分子量	129 kDa
配送	保冷剤