

抗Thbs1ウサギモノクローナル抗体 (Wb用) - P07996

商品番号: CM0010494



前書き

WB、IP、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質な抗THBS1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTHBS1 (UniProt

P07996) を検出します。炎症、血管新生、細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THBS1 ウサギmAb
備考/別名	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7057
GeneID	7057
免疫原	ヒトTHBS1のアミノ酸19-34に対応する合成ペプチド (NP_003237.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07996
タンパク質重量	129 kDa/120 kDa
配送	アイスバッグ