

Anti-Thbs2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35442

商品番号: CM0030377



前書き

ヒトTHBS2（トロンボスポンジン-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着および抗血管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	THBS2 Rabbit pAb
備考 / 別名	TSP2, THBS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7058
遺伝子ID	7058
免疫原	ヒトTHBS2 (NP_003238.2) のアミノ酸20-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P35442
タンパク質分子量	130 kDa
配送	アイスバッグ